



真空瓶

敷地境界線用

素早く確実な試料採取が可能

瓶内部を真空にし、サンプリング場所で栓を開けることで、素早く採取することができます。

※試料の取り出しには下記の専用バッグが必要です。

商品番号	商品名	単位	価格(税別)	備考
50301	真空瓶 10L	1本	お問い合わせ下さい	専用シリコン栓付
51202	シリコン栓 No.26	1個	お問い合わせ下さい	
50302	専用保護ケース	1台	お問い合わせ下さい	
30201	専用バッグ 10L	10枚	¥ 11,000	ポリエチレンテレフタレート製(PET) フィルム厚:16 μ

仕様	
容量	10L
本体外寸	全長730mm
ケース外寸	直径220mm 全長800mm
総重量	約6kg